

Micro Cut M3.02

Brusná pasta s mikročásticemi bez silikonového oleje

Popis přípravku: Antihologramní brusná pasta s vysokým leskem Micro Cut M3.02 je leštící pasta s mikročásticemi pro strojové leštění nejnovější generace na trvalé odstranění stop po leštění, hologramů, jemných škrábanců a ostrých částí až do zrnitosti o velikosti 3 000 pro všechny laky (včetně odolných proti poškrábání). Díky použití vysoce specializovaných a extrémně homogenních brusných částic se dosáhne na tmavých a podobně citlivých barevných odstínech při extrémních světelných podmínkách brilantní a trvanlivý vysoký lesk. Hologramy a jemné škrábance se mechanicky odstraní a nemusí se překrývat tak, jak to bývá zvykem. S antihologramní leštěnkou s vysokým leskem Micro Cut M3.02 se velice dobře leští a lze ji beze zbytků odstranit.

Okruh použití: Laky osobních automobilů, užitkových vozidel, motocyklů atd.

Stupeň brusu 3,2
Stupeň lesku 9

Použití: Za účelem vytvoření optimálních výsledků leštění doporučujeme při leštění používat náš leštící kotouč Micro Cut Pad fialový a excentrickou brusku s nucenou rotací (např. Makita PO5000C, nejvyšší počet otáček). Případně můžete použít k leštění povrchů rotační leštičku v kombinaci s naším leštícím kotoučem Micro Cut Pad fialovým. Na vysušené nebo nové leštící kotouče naneste leštěnku rovnoměrně na celý kotouč. Při vypnuté leštičce leštěnku po laku rozetřete, následně vyleštěte mírným tlakem do kříže, dokud se nevytvoří transparentní film, to znamená, dokud se kompletně nerozpadne oxid hlinitý obsažený v leštěnce. Leštící kotouče používané na tento výrobek nepoužívejte pro jiné výrobky. Pro odstranění zbytků leštěnky bez škrábanců a rýh doporučujeme naši profesionální utěrku.

POZOR: Před použitím protřepejte. Před použitím zkontrolujte vhodnost a snášenlivost. Nepoužívejte na horké povrchy. Chraňte před mrazem a nadměrným teplem.

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Bezpečnostní opatření: Tyto produktové informace slouží pouze jako nezávazné. Není z nich možné vyvozovat ručení z naší strany. Provéřte prosím, zda se daný produkt hodí na dané použití. Pro konzultace jsme vám k dispozici.

Balení: 250 ml, 1 l